

# Aide décisionnel pour la thérapie par pression négative (TPPN) PICO 7

## 1<sup>re</sup> étape Critères d'inclusion

La plaie correspond-elle à l'une des catégories ci-dessous?

- Plaie non infectée sur le plan clinique<sup>†</sup>
- Aucune des contre-indications de base à la TPPN

Oui  
Passez à la 2<sup>e</sup> étape

Non  
La TPPN ne convient pas  
Nécessite une réévaluation  
du professionnel prescripteur si  
déjà en place

## 2<sup>e</sup> étape Quantité d'exsudat

La plaie présente-t-elle une quantité faible à modérée d'exsudat?



Oui

Non  
PICO ne convient pas  
Conserver la TPPN Renasys Touch

## 3<sup>e</sup> étape Taille de la plaie (Profondeur x Largeur x Longueur)

Si 400cm<sup>3</sup> et moins

Si 400cm<sup>3</sup> et plus

Oui

Non  
PICO ne convient pas  
Conserver la TPPN Renasys Touch

## 4<sup>e</sup> étape Profondeur de la plaie

Le système PICO épouse-t-il le lit de la plaie?

Oui



Les plaies de plus de 0,5 cm de profondeur pourraient avoir besoin d'un pansement pour cavité

Non



## 5<sup>e</sup> étape Pansements pour cavité de plaie

PICO peut être installé avec un pansement pour cavité (Gaze PHMB)

La gaze doit être humide (bien essoré) et remplir la surface de la plaie de manière lâche. Évitez de trop remplir la cavité.