

Objet : Procédures générales de nettoyage/désinfection du matériel non-critique partagé

Émise par : Service de prévention et contrôle des infections (PCI)
Présenté à la : Table clinique PCI

LE 18 SEPTEMBRE 2024

Destinataires : Membres du personnel, gestionnaires, médecins, bénévoles et stagiaires

CONTEXTE

En conformité avec la [Politique relative à la gestion intégrée de l'équipement médical, des dispositifs médicaux et du matériel utilisé dans le cadre des soins, des services et des activités de loisirs](#).

Considérant la diversité du matériel/équipement au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l'utilisateur doit déterminer la directive ou l'entretien associé au matériel/équipement utilisé. Pour ce faire, se référer : [Outil d'aide à la décision pour l'entretien de l'équipement médical, des dispositifs médicaux, du matériel utilisé dans le cadre de soins, services et les activités de loisirs](#).

DÉFINITIONS

Toutes les définitions de terme utilisées dans la présente procédure se retrouvent dans la [Politique relative à la gestion intégrée de l'équipement médical, des dispositifs médicaux et du matériel utilisé dans le cadre des soins, des services et des activités de loisirs](#).

OBJECTIF

Connaître et appliquer les étapes à réaliser lors du nettoyage/désinfection du matériel non-critique partagé pour prévenir la transmission des infections associées à la gestion intégrée de l'équipement médical, des dispositifs médicaux, et du matériel utilisé dans le cadre de soins, services et des activités de loisirs.

PRINCIPES À RESPECTER EN TOUT TEMPS :

- S'assurer du respect de l'hygiène des mains : [Protocole relatif à l'hygiène des mains](#)
- S'assurer du respect et de l'application des pratiques de base : [Standards des bonnes pratiques en prévention et contrôle des infections](#)
- S'assurer d'avoir les équipements de protection individuel (ÉPI) disponibles, le cas échéant
- Effectuer un tri et une inspection visuelle du matériel à chaque fois qu'il est nettoyé/désinfecté
 - Si l'équipement médical ou matériel utilisé dans le cadre des soins, des services et des activités de loisirs est endommagé, fendillé ou brisé entraînant un risque de compromettre le nettoyage/désinfection
 - Se référer au gestionnaires ou supérieur immédiat pour l'aviser de la situation et la procédure à suivre pour la réparation [DST_Procedure-demande-reparation-equipement-GBM.pdf \(rtss.qc.ca\)](#) ou le remplacement
- S'assurer d'avoir les produits ou les appareils pour effectuer le nettoyage/désinfection
- Procéder au nettoyage/désinfection directement dans la zone usager ou transporter le matériel de façon sécuritaire jusqu'à une utilité souillée

PROCÉDURE AVEC PRODUIT NETTOYANT/DÉSINFECTANT

1. Procéder à l'hygiène des mains
2. Mettre des gants
3. Frotter les surfaces fréquemment touchées (high touch) en procédant du moins souillé vers le plus souillé. Utiliser une lingette ou un linge imbibé de produit de peroxyde d'hydrogène
 - ⚠ Selon certaines situations, il pourrait être recommandé d'utiliser un produit reconnu sporicide
4. En présence de souillures visibles, répéter l'étape 3 avec une nouvelle lingette ou un nouveau linge imbibé du même produit
5. Laisser agir le produit selon le temps de contact recommandé par le fabricant
 - 1 minute pour le produit prêt à usage (RTU)
 - 5 minutes pour le produit provenant d'un dilueur
 - ⚠ Si produit sporicide : se référer au guide du fabricant
6. Rincer et assécher après le temps de contact si utilisé sur matériaux:
 - Métalliques : cuivre, laiton, aluminium, bronze, zinc, etc.
 - Souples: silicone et plastique
7. Retirer les gants
8. Procéder à l'hygiène des mains

PROCÉDURE À LA LAVEUSE/SÉCHEUSE

⚠ Pour tout équipement en tissu qui présente un enjeu de sécurité (ex. toile de lève personne), suivre les recommandations du fabricant lorsque celles-ci diffèrent de la présente procédure

1. Procéder à l'hygiène des mains
2. Mettre l'équipement de protection individuelle (EPI) selon les pratiques de base
3. Laver à la laveuse à l'eau chaude avec du détergent
4. Retirer l'ÉPI
5. Procéder à l'hygiène des mains
6. Sécher à la sècheuse

PROCÉDURE AU LAVE-VAISSELLE

1. Procéder à l'hygiène des mains
2. Mettre des gants
3. Faire un cycle normal avec du détergent suivi d'un cycle de séchage
4. Retirer les gants
5. Procéder à l'hygiène des mains

⚠ Si lave-vaisselle non-disponible, se référer aux normes de la Direction de la Logistique afin de faire respecter les normes de la MAPAQ (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec)

Vous référer à [l'affiche des procédures générales de nettoyage/désinfection du matériel non-critique partagé](#)

Références

- Agrément Canada. (2023). Chapitre 8: Programme de prévention et contrôle des infections. Dans *Manuel d'évaluation Qmentum Québec. Gouvernance, leadership, santé publique et normes transversales* (p. 31p.).
- Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI). (2013, Mai). *Pratiques exemplaires pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel médical dans tous les lieux de soins, 3e édition*. Récupéré sur Santé Publique Ontario: <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/b/2013/bp-cleaning-disinfection-sterilization-hcs.pdf?la=fr>
- Légis Québec. (2019). *Loi sur les services de santé et services sociaux*. Récupéré sur Publications Québec: <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-4.2>
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2006, Mai). *Lignes directrices en hygiène et salubrité: analyse et concertation*. Récupéré sur Ministère de la Santé et des Services sociaux: <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2006/06-602-01.pdf>
- Ministère de la Santé et des Services sociaux. (2017). *La prévention et le contrôle des infections nosocomiales: Cadres de référence à l'intention des établissements de santé et de services sociaux du Québec*. MSSS.
- Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN) de la Capitale-Nationale. (2012). *Guide de prévention et de contrôle des infections: pratiques de base et préventions additionnelles*.