



AVEC OXYGÈNE

Utiliser le nébuliseur approprié en fonction du débit d'oxygène requis et du système d'administration (lunette, masque,...) utilisé.

Note : en situation d'urgence → Ne pas utiliser de nébuliseur
Brancher directement la tubulure au concentrateur ou au cylindre d'oxygène

<p>Nébuliseur à utiliser avec concentrateur ou cylindre d'O₂ si haute humidité prescrite</p>	<p>Nécessite une prescription médicale (haute humidité)</p>	<p>Nébuliseur Aquapack 44 0ml</p>  <p>Centrale de distribution</p>
---	---	---

<p>Nébuliseur à utiliser pour un débit de 4 à 10 litres</p>	<p>Une prescription médicale d'oxygène moins de 4 litres / minutes ne requière pas de nébuliseur</p>	<p>Nébuliseur Modèle 7900 Salter Labs Couvercle blanc et noir</p> <p>Utiliser bouteille d'eau stérile pour remplir le nébuliseur</p> <p>Centrale de distribution</p> 
---	--	--

SANS OXYGÈNE

Pour humidifier les voies respiratoires sans administration d'oxygène, utiliser un cylindre d'air comprimé disponible à la centrale de distribution et à lequel vous raccordez un nébuliseur, la tubulure et le système d'administration (lunette, masque,...).