

Utilisation des bandelettes de détection du FENTANYL

- Les bandelettes de détection du fentanyl ne détectent pas les nitazènes (ex. : isotonitazène, etc.) ni les autres contaminants.
- Ne pas tester une substance que tu as coupée avec un acidifiant (ex. : vitamine C, vinaigre).
- Conserve tes BDF à une température entre 2°C et 30°C.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

NÉGATIF



POSITIF

le fentanyl
a été détecté!



INVALIDE

refais le test
avec une nouvelle
bandelette
ou fais comme
s'il était positif.



Que le résultat soit positif ou négatif, sois prudent si tu consommes :

- ✓ **Conso solo = ↑ risque de décès!** Ne consomme jamais en solitaire.
- ✓ Si tu es seul, avise une personne et garde le contact (textos ou téléphone).
- ✓ Évite de mélanger les substances.
- ✓ **Diminue la dose** pour voir l'effet ou fais une dose d'essai.
- ✓ **Garde de la naloxone avec toi** et quelqu'un qui sait l'utiliser auprès de toi!
Gratuit en pharmacie et chez certains organismes communautaires.
- ✓ TESTE tes substances au service de vérification de substances (SVS) mobile de la **Coop SABSA** (cell. : 581 995-2934 ou Clinique Mobile SABSA).
- ✓ Utilise le service de consommation supervisée (SCS) **L'Interzone**.
- ✓ Utilise les services de NORS : 1 888 688-6677 - www.nors.ca.



Comment obtenir d'autres bandelettes?

Les bandelettes sont remises gratuitement, trouve le distributeur le plus près de toi!
ciussscn.ca/distributeurbdf

Ton ami fait une surdose?

La loi du bon samaritain te protège en cas de possession simple ou si tu es intoxiqué et que tu appelles le 911!

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

Québec



Étapes d'utilisation des bandelettes



1 Vide la fiole d'eau (3 ml) dans le contenant.



ou



ou



Ajoute ta substance au contenant :

À partir d'une seringue : une goutte après avoir préparé ta consommation comme d'habitude.
**** Méthode la plus fiable car ta substance est bien dissoute dans ta seringue! ****

À partir d'une substance en poudre : 1 à 2 grains de sel (**pas plus, sinon c'est trop concentré!**).

À partir d'un comprimé : le réduire en poudre, c'est mieux! Sinon, casse-le en deux et gratte au centre et sur les côtés avec le cure-dent au-dessus du contenant. Attention de ne pas trop en mettre!



3 Mélange pendant 15 à 30 secondes avec le gros bout du cure-dent.



4 Trempe la partie blanche de la bandelette dans la solution pendant 15 secondes sans dépasser la ligne bleue.



5 Dépose ta bandelette sur une surface propre et horizontale et attends 2 à 5 minutes.



6 **Interprète le résultat! (voir à l'endos)**
**** Attention : le résultat n'est plus valide après 10 minutes! ****

Méthamphétamines et MDMA (speed, crystal, molly)

Ton résultat est positif avec ces substances?

Un **FAUX POSITIF** peut arriver si tu as mis trop de substance dans la solution. Reprends le même mélange d'eau et de substance et ajoute une fiole d'eau (3 ml). Répète ensuite les étapes 3 à 6 et utilise une **nouvelle bandelette**. Ne t'inquiète pas, même avec plus d'eau, la bandelette est très sensible au fentanyl et elle le détectera s'il y en a!