

Ordonnance collective :

Initiation et application de nitrate d'argent (AgNo3)

Page 1 sur 3

PROFESSIONNELS HABILITÉS *À EXÉCUTER L'ORDONNANCE

- Les infirmières pivots en soins de plaies du CSSS de la Vieille-Capitale qui possèdent la formation pertinente, les connaissances et les compétences nécessaires à l'application du protocole et qui travaillent dans les secteurs suivants :

Centre d'hébergement		CLSC				
Courte durée	Longue durée	ASM	FEJ	SAD	SG	Autres
				X	X	

* Le personnel d'agence est exclu de cette ordonnance collective

ACTIVITÉS RÉSERVÉES À L'INFIRMIÈRE

- Effectuer et ajuster les traitements médicaux selon une ordonnance.

RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE :

Oui Non

GROUPE DE PERSONNES VISÉ OU SITUATION CLINIQUE VISÉE PAR L'ORDONNANCE

- Toutes personnes présentant des bourgeons d'hypergranulation au pourtour d'une stomie ou dans le lit d'une plaie.

INDICATIONS ET CONDITIONS D'INITIATION

- Personne stomisée présentant des bourgeons d'hypergranulation au pourtour de sa stomie.
- Plaie en présence de bourgeons d'hypergranulation.

INTENTION THÉRAPEUTIQUE

- Arrêter la croissance des bourgeons d'hypergranulation qui se forment à la surface d'une plaie ou au pourtour d'une stomie.

CONTRE-INDICATIONS

- Plaie située au visage.
- Plaie traitée par les chirurgiens esthétiques.



DIRECTIVES

- Porter des gants non stériles.
- Mouiller l'extrémité médicamentée du bâtonnet de nitrate d'argent avec de l'eau stérile avant de l'utiliser pour le traitement. Le degré d'action du produit est en fonction de la quantité d'eau utilisée pour humecter l'extrémité du bâtonnet.
- Au besoin, l'action du produit peut-être arrêtée en appliquant du NaCl 0,9 % qui neutralise l'effet du nitrate d'argent.
- Appliquer uniquement sur le bourgeon d'hypergranulation et non sur la peau saine au pourtour.
- Appliquer l'extrémité du bâtonnet en le roulant une fois sur la région à traiter. Une seule application suffit par traitement. Le tissu touché par le traitement peut changer de couleur et devenir grisâtre selon le temps d'application du bâtonnet.
- Recouvrir la plaie d'un pansement qui ne favorise pas la granulation (éviter les pansements hydrocolloïdes).
- Répéter le traitement si besoin.

GÉNÉRALITÉS

- Les applicateurs au nitrate d'argent sont composés d'un mélange de 75 % de nitrate d'argent et de 25 % de nitrate de potassium.
- La puissance active du nitrate d'argent est contrôlée par la dilution dans l'eau et par le temps d'application.
- Ne jamais mouiller le bâton avec du NaCl 0,9 % car le chlorure arrête l'effet de l'ion d'argent.
- Si le nettoyage de la peau est nécessaire, toujours l'effectuer avec de l'eau stérile (jamais avec du NaCl 0,9 %).
- Conserver les bâtonnets à l'abri de la lumière et à la température de la pièce, dans un endroit sec. Vérifier la date de péremption avant d'utiliser le produit.
- Ce produit peut tacher les vêtements de noir par dépôt de l'argent réduit. Il tache aussi les mains, c'est pourquoi le port des gants est recommandé.

BIBLIOGRAPHIE

Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux. (2003) *Méthodes de soins infirmiers électroniques : Application de nitrate d'argent.*. Montréal: AQESSS.



Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska, (2006). *Initiation et application de nitrate d'argent : Projet d'ordonnance collective.*

Ordonnance collective :

Initiation et application de nitrate d'argent (AgNo3)

Page 3 sur 3

PROCESSUS D'ÉLABORATION ET D'ADOPTION

	
_____	2009-04-30
Directeur des services professionnels et hospitaliers	Date
_____	_____
Président du CMDP	
_____	_____
Médecin, chef du département des programmes communautaires	Date
_____	_____
Médecin, chef du département de gériatrie	Date
_____	_____
Médecin, chef du département de médecine familiale	Date
_____	_____
Chef du département de pharmacie	Date
	
_____	2009-04-30
Directrice des soins infirmiers	Date
Adopté par le CMDP le 2009-04-30	_____
Date de mise en vigueur 2009-04-30	_____
Dates de révision _____	_____