

QUANTITÉ QUOTIDIENNE DE MATÉRIEL À REMETTRE À L'USAGER

PROGRAMME RÉGIONAL D'ANTIBIOTHÉRAPIE INTRAVEINEUSE AMBULATOIRE ET À DOMICILE (ATIVAD)

NOMBRE DE DOSES /JOUR	CATHÉTER EN PLACE	QUANTITÉ DE MATÉRIEL	MATÉRIEL À AJOUTER SI PAR GRAVITÉ	MATÉRIEL À AJOUTER SI PAR INFUSEUR DE TYPE INTERMATE	ADMINISTRATION PAR POMPE CADD®-SOLIS VIP
ID	CCIVP (Cathéter central intraveineux périphérique) de type PowerPicc ou Groshong	2 seringues de 10 ml NaCl 0.9 % * 1 seringue pré-remplie de 3 ml d'héparine 10 unités/ml * 4 tampons d'alcool 70 %	1 tubulure par gravité	Pochette de transport	Peu importe le cathéter 1 Tubulure à pompe Piles AA 4 piles à changer 2 fois par semaine Pochette de transport
	Cathéter intraveineux périphérique	2 seringues de 10 ml NaCl 0.9 % * 3 tampons d'alcool 70 %			
BID	CCIVP de type PowerPicc ou Groshong	4 seringues de 10 ml NaCl 0.9 % * 2 seringues pré-remplies de 3 ml d'héparine 10 unités/ml * 8 tampons d'alcool 70 %	2 tubulures par gravité	Pochette de transport	
	Cathéter intraveineux périphérique	4 seringues de 10 ml NaCl 0.9 % * 6 tampons d'alcool 70 %			
TID	CCIVP de type PowerPicc ou Groshong	6 seringues de 10 ml NaCl 0.9 % * 3 seringues pré-remplies de 3 ml d'héparine 10 unités/ml * 12 tampons d'alcool 70 %	3 tubulures par gravité	Pochette de transport	
	Cathéter intraveineux périphérique	6 seringues de 10 ml NaCl 0.9 % * 9 tampons d'alcool 70 %			

Si l'utilisateur est **autonome** dans ses soins : tout le matériel est fourni par le Centre hospitalier.

Lorsque l'utilisateur est autonome pour l'administration de son antibiotique, 1 seringue vide de 10 ml, 1 aiguille et 1 tubulure supplémentaire peuvent être requises pour la durée complète du traitement.

Si l'utilisateur est **non-autonome** dans ses soins : le Centre hospitalier fournit le matériel pour le 1^{er} 24 heures. Par la suite, tout le matériel est fourni par le CIUSSS de la Capitale-Nationale.

* L'utilisateur doit se procurer le matériel à sa pharmacie communautaire, mais le CH ou le CIUSSS-CN fournit du matériel jusqu'à ce que l'utilisateur puisse l'obtenir.