

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION AZITHROMYCINE

---

## IV gravité

**MÉDICAMENT :**  
AZITHROMYCINE (Zithromax<sup>MD</sup>)

**POSOLOGIE :**  
IV aux 24 heures

**TEMPS D'ADMINISTRATION :**  
60 minutes

**SOLUTÉ :**  
NaCl 0,9%

**PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :**  
Utiliser solution d'azithromycine à **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Ajouter le volume de médicament requis dans le soluté correspondant

Ordonnance	Fabrication	
	Volume de médicament (ml)	Format du soluté (ml)
Dose (mg)		
250	2,5	250
500	5	250

**DURÉE LIMITE D'UTILISATION :**  
Pour concentration de 1-2 mg/ml : 7 jours au réfrigérateur ou 24 heures à température pièce.

### RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017