

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION CÉFUROXIME Q6H

---

## IV par pompe

**MÉDICAMENT :**  
CÉFUROXIME (Zinacef<sup>MD</sup>)

**POSOLOGIE :**  
IV aux 6 heures

**SOLUTÉ :**  
NaCl 0,9%

**PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :**  
Utiliser solution céfuroxime à **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Ajouter le volume de médicament requis dans le soluté correspondant

Ordonnance	Fabrication		
	Dose quotidienne (mg)	Volume de médicament (ml)	Format du soluté (ml)
Dose aux 6 h (mg)			
750	3000	30	250
1500	6000	60	250

Enlever air du soluté

**DURÉE LIMITE D'UTILISATION :**  
Pour concentration de 5 - 30 mg/ml : 7 jours au réfrigérateur **OU** 24 heures à température pièce. **Donc**, conservation maximale des sacs au frigo de 6 jours avant l'installation sur le patient.

### PROGRAMMATION :

Dose aux 6 h (mg)	Volume résiduel (ml)	Volume de dose (ml)	Durée de dose (h)	Cycle de dose (h)	Débit MVO (ml/h)
750	305	70	1	6	0,5
1500	335	77	1	6	0,5

### RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 17/01/2018.