

# PROTOCOLE DE PRÉPARATION TOBRAMYCINE Q24H

---

## IV par pompe

### MÉDICAMENT :

TOBRAMYCINE (Nebcin<sup>md</sup>)

### POSOLOGIE :

IV aux 24 heures

### DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 1,2 mg/ml : 48 heures au réfrigérateur ou 30 heures à température pièce.



### RÉFÉRENCES :

1. Goodwin SD, Nix DE, Heyd A, Wilton JH. Compatibility of ciprofloxacin injection with selected drugs and solutions. Am J Hosp Pharm. 1991 Oct;48(10):2166-71.
2. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
3. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 21 mars 2018.